

フレーム
マウント
タイプ

OAKLEY Radar® EV

オークリー レーダー EV

OAKLEY Radar® EVは、高い機能と卓越したデザイン、抜群のフィット感など、オークリーテクノロジーのすべてが注ぎ込まれたフレームモデルです。

SurgiTel®



EVK650 オークリーレーダー EV
Black | ブラック



Bordeaux | ボルドー



Navy Blue | ネイビーブルー



White | ホワイト



ファインレンズ



RXインプラントレンズ

※+2.0〜4.0の範囲内で補正を承ります

製品仕様

型番	倍率	重量	作業距離	焦点深度	視野幅
EVC300	×3.0	73g	35cm (作業距離 オーダーメイド も承ります)	10cm	7.5cm
EVK450	×6.0	92g		6cm	5.5cm
EVK650	×8.0	96g		3cm	3.5cm
EVK800	×10.0	100g		1cm	2.5cm

3.0倍 6.0倍 8.0倍 10.0倍

フレームカラー ● Black | ブラック ○ White | ホワイト ● Navy Blue | ネイビーブルー ● Bordeaux | ボルドー

※作業距離とは、目尻から対象物までの実距離をいいます
 ※焦点深度とは、拡大鏡(ルーペ)を通して術野を見た際、ピントがシャープに合っている範囲(奥行き)のこと。この範囲が広いほど「焦点深度が深い」といいます
 ※表記の焦点深度・視野幅は、作業距離35cmでの目安となります

〈販売名〉サージテル・フレーム付ルーペ 〈一般的名称〉双眼ルーペ
 医療機器届出番号 13B2X00008000045 一般医療機器

フレーム
マウント
タイプ

Aero

エアロ

軽量チタン合金素材を使用した **SurgiTel** オリジナルフレーム。
普段眼鏡で視力補正をしている方に適しています。



EVK450 エアロ
Silver | シルバー

製品仕様

型番	倍率	重量	作業距離	焦点深度	視野幅
EVC300	×3.0	74g	35cm (作業距離 オーダーメイド も承ります)	10cm	7.5cm
EVK450	×6.0	93g		6cm	5.5cm
EVK650	×8.0	97g		3cm	3.5cm
EVK800	×10.0	101g		1cm	2.5cm

3.0倍 6.0倍 8.0倍 10.0倍

フレームカラー ● Silver | シルバー ● Black | ブラック

※作業距離とは、目尻から対象物までの実距離をいいます
※焦点深度とは、拡大鏡(ルーペ)を通して術野を見た際、ピントがシャープに合っている範囲(奥行き)のこと。この範囲が広いほど「焦点深度が深い」といいます
※表記の焦点深度・視野幅は、作業距離35cmでの目安となります

(販売名) サージテル・フレーム付ルーペ (一般的名称) 双眼ルーペ
医療機器届出番号 13B2X00008000045 一般医療機器

ヘッドバンド
タイプ

SurgiTel® のヘッドマウントは、2点のアジャスタブル機能で好みのフィット感に調整可能。
頭全体で支えるので、長時間の使用でも重さに対するストレスがなく非常に安定感があります。
年齢・性別・眼鏡の使用などを問わず、誰にでも使えるタイプです。



EVK800 エルゴヘッドバンド

製品仕様

型番	倍率	重量	作業距離	焦点深度	視野幅
EVC300	×3.0	241g	35cm (作業距離 オーダーメイド も承ります)	10cm	7.5cm
EVK450	×6.0	260g		6cm	5.5cm
EVK650	×8.0	264g		3cm	3.5cm
EVK800	×10.0	268g		1cm	2.5cm

3.0倍 6.0倍 8.0倍 10.0倍

※作業距離とは、目尻から対象物までの実距離をいいます
※焦点深度とは、拡大鏡(ルーペ)を通して術野を見た際、ピントがシャープに合っている範囲(奥行き)のこと。この範囲が広いほど「焦点深度が深い」といいます
※表記の焦点深度・視野幅は、作業距離35cmでの目安となります

〈販売名〉サージテル・ヘッドマウント付ルーペ
〈一般的名称〉双眼ルーペ
医療機器届出番号 13B2X00008000047
一般医療機器

Price List

※すべての価格に消費税は含まれておりません

フレームマウント タイプ				ヘッドバンド タイプ							
OAKLEY Radar® EV オークリー レーダー EV (● Black ブラック) 限定カラーに ¥10,000 (○ White ホワイト) (● Navy Blue ネイビーブルー) (● Bordeaux ボルドー) オークリーレーダー EV用 RXインプラントレンズ ¥60,000				Aero エアロ (● Silver シルバー) (● Black ブラック)				Ergo Headband エルゴヘッドバンド			
倍率	型番	価格	サージテル・ファインレンズ ¥39,000* (レンズ単体)	倍率	型番	価格	倍率	型番	価格		
3.0×	EVC300	¥348,600		3.0×	EVC300	¥328,600	3.0×	EVC300	¥328,600		
6.0×	EVK450	¥433,000	*フレーム+拡大鏡(ルーペ)とのセットの場合: セットの料金+¥20,000 (サージテル・ファインレンズセット特別価格)	6.0×	EVK450	¥413,000	6.0×	EVK450	¥413,000		
8.0×	EVK650	¥476,200		8.0×	EVK650	¥456,200	8.0×	EVK650	¥456,200		
10.0×	EVK800	¥516,500		10.0×	EVK800	¥496,500	10.0×	EVK800	¥496,500		

LED ライトシステム ●高倍率のルーペには、より光量の高いハイ・インテンシティがおすすめです

High Intensity ハイ・インテンシティ 	MicroOdyssey マイクロオデッセイ
ハイ・インテンシティ ¥352,800	マイクロオデッセイ ¥249,400
ライトセット (ルーペと同時購入の場合)	
¥294,000	¥207,900




Wireless	Wireless
明るさを3段階で調節! Wireless MicroOdyssey ワイヤレス マイクロ オデッセイ 	よりコンパクトに! Wireless Air MicroOdyssey ワイヤレス エアー マイクロ オデッセイ
ワイヤレス マイクロ オデッセイ ¥270,400	ワイヤレス エアー マイクロ オデッセイ ¥270,400

掲載商品の仕様・カラーは、予告なく変更する場合があります。



(販売名) サージテル・フレーム付ルーペ (一般名称) 双眼ルーペ医療機器届出番号: 13B2X00008000045 一般医療機器
 (販売名) サージテル ライトシステム (一般名称) 汎用光源医療機器届出番号: 13B2X00008000002 一般医療機器

SurgiTel® 選び方ガイド

1 モデルタイプとカラーを選ぶ

<p>OAKLEY Radar EV (オークリーレーダー)</p>  <p>カラー ・Black ブラック ・Navy Blue ネイビーブルー ・Bordeaux ボルドー ・White ホワイト</p>	<p>Aero Frame (エアロフレーム)</p>  <p>カラー ・Silver シルバー ・Black ブラック</p>	<p>Ergo Headband (エルゴヘッドバンド)</p> 
---	--	---


2 倍率を選ぶ

<p>EVC300 (3.0x)</p> 	<p>EVK450 (6.0x)</p> 
<p>EVK650 (8.0x)</p> 	<p>EVK800 (10.0x)</p> 

※ルーペの見え方には個人差があります。目安としてご使用ください。


3 ライトシステムを選ぶ

High Intensity
(ハイ・インテンシテイ)



光量最大70,000ルクス
照射範囲「狭」: 狭窄部位を見やすくします。

Micro Odyssey
(マイクロ・オデッセイ)




光量最大45,000ルクス
照射範囲「広」: 口腔内全体を照らします。

4 作業距離を測る

作業距離とは、正しい診療姿勢をとったときの
目尻から治療部位までの距離です。

座位

<p>正しい姿勢</p>  <p>この距離</p>	<p>正しくない姿勢</p> 
--	--

立位

<p>正しい姿勢</p>  <p>この距離</p>	<p>正しくない姿勢</p> 
--	--